


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acat1 Pour Wb Et Elisa - P24752

Numéro d'article: CM0030511



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ACAT1 (P24752) est validé pour le western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Il cible l'acétyl-CoA acétyltransférase mitochondriale, une enzyme clé de la bêta-oxydation des acides gras et du métabolisme des corps cétoniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	38
ID de gène	38
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de l'ACAT1 humaine (NP_000010.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24752
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace