


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acat1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Numéro d'article: CM0014984



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACAT1 humain, adapté à la WB, à l'IHC-P et à l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Validé pour la recherche sur l'oxydation des acides gras et le métabolisme des corps cétoniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	38
GenelD	38
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de l'ACAT1 humain (NP_000010.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P24752
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac de glace