


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Acat2 Pour Wb, Elisa - Q9Bwd1

Numéro d'article: CM0003751



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant l'ACAT2 humaine (acétyl-CoA acétyltransférase 2). Validé pour Western blot et ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAT2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ACAT2 ; acétyl-CoA acétyltransférase 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	39
Identifiant du gène	39
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 de l'ACAT2 humain (Q9BWD1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BWD1
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace