


Anticorps Polyclonal Anti-Acbd3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3P7

Numéro d'article: CM0021339



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute affinité dirigé contre l'ACBD3 (GCP60) humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'appareil de Golgi et la biosynthèse des stéroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACBD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PAP7, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, ACBD3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	64746
Identifiant de gène	64746
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de l'ACBD3 humain (NP_073572.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3P7
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace