

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acc1 (Validé Par Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Swu9

Numéro d'article: CM0031090

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ACC1, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la synthèse des acides gras ; fourni par CamelBio, votre partenaire unique pour les matières premières IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] ACC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Acac; Acc1; Gm738; A530025K05Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	31
GeneID	107476
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2246 et 2345 de l'ACC1 humain (NP_579938.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q5SWU9
Poids de la protéine	265 kDa / 270 kDa
Expédition	Sachet de glace