


Anticorps Monoclonal Anti-Acc1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13085

Numéro d'article: CM0002149



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ACC1 humain, une enzyme clé dans la biosynthèse des acides gras. Adapté pour WB, IHC-P, IP, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACC1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Espèce	Humain
GeneID (humain)	31
GeneID	31
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350-450 de l'ACC1 humain (Q13085).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13085
Poids moléculaire de la protéine	266 kDa
Expédition	Sac de glace