


Anticorps Polyclonal Anti-Acc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13085

Numéro d'article: CM0023193



Introduction

Anticorps polyclonal anti-ACC1 de lapin de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible l'acétyl-CoA carboxylase 1 humain, une enzyme clé de la synthèse des acides gras ; adapté pour la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	ACC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Espèce	Humain
GeneID	31
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1190-1340 de l'ACC1 humain (NP_942133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13085
Poids Protéique	266kDa
Expédition	Sac de glace