


Anticorps Polyclonal Anti-Acc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13085

Numéro d'article: CM0015586



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACC1 humain (Acétyl-CoA carboxylase 1), adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Pour les études sur la biosynthèse des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	31
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2266-2346 de l'ACC1 humain (NP_942133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13085
Poids protéique	266 kDa
Expédition	Sac de glace