


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acd Pour Wb Et Elisa - Q96Ap0

Numéro d'article: CM0017125



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACD, validé pour la WB et l'ELISA avec des échantillons humains. Cible la protéine ACD de la shelterine (PIP1/PTOP/TPP1), impliquée dans le maintien et la protection des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACD Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIP1 ; PTOP ; TPP1 ; TINT1 ; ACD
Espèce	Humain
GenelD (humain)	65057
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 220 de l'ACD humain (NP_001075955.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96AP0
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Pack de glace