


Anticorps Polyclonal Anti-Ace1 - P12821

Numéro d'article: CM0028226



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité contre l'ACE1 humain (enzyme de conversion de l'angiotensine) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et en neurobiologie. Poids moléculaire de la protéine : 150 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DCP ; ACE1 ; DCP1 ; CD143
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 554-758 de l'ACE1 humain (NP_000780.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12821
Poids moléculaire de la protéine	150 kDa
Expédition	Sac de glace