


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ace1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12821

Numéro d'article: CM0005417



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-ACE1 de haute qualité validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte l'ACE1 humain, souris, rat (P12821). Idéal pour la recherche cardiovasculaire, sur les neuropeptides et les cellules souches hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	ACE1 mAb Lapin
Remarques/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1636
GeneID	1636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-1261 de l'ACE1 humain (NP_000780.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12821
Poids Protéique	150 kDa
Expédition	Sac de glace