

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ace2 Pour Wb, If-Pif-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Numéro d'article: CM0010087



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ACE2 validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 de 92 kDa, un régulateur clé de l'homéostasie cardiovasculaire et récepteur du SARS-CoV-2. Idéal pour la recherche sur le système rénine-angiotensine et les coronavirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACE2 mAb Lapin
Remarques/Alias	ACEH; ACE2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	59272
GenelD	59272
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-740 de l'ACE2 humaine (NP_068576.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYF1
Poids moléculaire	92 kDa
Expédition	Sac de glace