

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acha4 Pour Wb, Elisa - P43681

Numéro d'article: CM0003872



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ACHA4 humain (CHRNA4), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes d'ACHA4 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACHA4 AcM de lapin
Remarques/Alias	EBN ; BFNC ; EBN1 ; NACHR ; NACRA4 ; NACHRA4 ; ACHA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1137
GeneID	1137
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de l'ACHA4 humain (P43681).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43681
Poids protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace