


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ache Pour Wb, If/Icc, Elisa - P22303

Numéro d'article: CM0029485



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'acétylcholinestérase humaine (ACHE, P22303). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la région C-terminale pour la détection des formes liées à la membrane et solubles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACHE Lapin pAb
Remarques/Alias	YT ; ACEE ; ARACHE ; N-ACHE ; ACHE
Espèce	Humain
GenelD (humain)	43
GenelD	43
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 398-617 de l'ACHE humaine (NP_056646.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22303
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace