


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ackr3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25106

Numéro d'article: CM0018301



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACKR3 pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'ACKR3 (CXCR7/RDC1) humain, murin et de rat, un récepteur de chimiokine atypique régulant les niveaux de chimiokines et la voie MAPK.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ACKR3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias                  | RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159; ACKR3                                                                      |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                         |
| Identifiant du gène (Humain)     | 57007                                                                                                                          |
| Identifiant du gène              | 57007                                                                                                                          |
| Immunogène                       | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de l'ACKR3 humain (NP_064707.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                            | P25106                                                                                                                         |
| Poids moléculaire de la protéine | 41 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                   |