


Anticorps Polyclonal Anti-Acly Pour Wb, Ihc-P, If, Elisa - P53396

Numéro d'article: CM0017545



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACLY humain (ATP-citrate synthase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACLY Lapin pAb
Remarques/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	47
GeneID	47
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 752-1101 de l'ACLY humain (NP_001087.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53396
Poids moléculaire	121kDa
Expédition	Sac de glace