


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Acly Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P53396

Numéro d'article: CM0005047



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ACLY validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'ACLY humain, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme lipidique, le métabolisme cancéreux et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	mAb lapin anti-ACLY
Remarques / Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	47
GeneID	47
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 752-1101 de l'ACLY humain (NP_001087.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53396
Poids de la protéine	121 kDa
Expédition	Sachet de glace