

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acmsd Pour Wb, Elisa - Q8Tdx5

Numéro d'article: CM0023578



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACMSD humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé pour la recherche sur le métabolisme du tryptophane. Poids moléculaire prédit de 38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACMSD Lapin pAb
Remarques/Alias	ACMSD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	130013
GeneID	130013
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-336 de l'ACMSD humain (NP_612199.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8TDX5
Poids protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace