


Anticorps Polyclonal Anti-Aconitase 1 (Aco1) Pour Wb, Elisa - P21399

Numéro d'article: CM0026701



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Aconitase 1 humaine (ACO1/IRP1) pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Essentiel pour la recherche sur le métabolisme du fer et le cycle de l'acide citrique (TCA).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Aconitase 1 (ACO1) Lapin pAb
Remarques/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	48
GeneID	48
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de l'Aconitase 1 humaine (ACO1) (P21399)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P21399
Poids moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace