


## Anticorps Polyclonal Anti-Aconitase 1 (Aco1) Pour Wb - P21399

Numéro d'article: CM0025509



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Aconitase 1 humaine (ACO1, également IRP1) pour Western blot et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Détecte une protéine de 98 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Aconitase 1 (ACO1) pAb de lapin                                                                                                              |
| Remarques / Alias    | IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)                                                                                 |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)      | 48                                                                                                                                           |
| GeneID               | 48                                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 170 de l'Aconitase 1 humaine (ACO1) (NP_002188.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                        |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                          |
| SWISS                | P21399                                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 98 kDa                                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                 |