


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aconitase 1 (Aco1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21399

Numéro d'article: CM0011250



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Aconitase 1 humaine (ACO1/IRP1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme du fer et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Aconitase 1 (ACO1)
Remarques/Alias	IRP1 ; ACONS ; HEL60 ; IREB1 ; IREBP ; IREBP1 ; Aconitase 1 (ACO1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	48
GeneID	48
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Aconitase 1 humaine (ACO1) (P21399)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21399
Poids protéique	98 kDa
Expédition	Sac de glace