

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aconitase 2 (Aco2) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99798

Numéro d'article: CM0006146

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Aconitase 2 humaine (ACO2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction des enzymes du cycle mitochondrial de l'ATC et des troubles neurodégénératifs associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Aconitase 2 (ACO2)
Remarques/alias	ICRD ; OCA8 ; OPA9 ; ACONM ; HEL-S-284 ; Aconitase 2 (ACO2)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	50
GeneID	50
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de l'Aconitase 2 humaine (ACO2) (Q99798).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q99798
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Poche de glace