

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aconitase 2 (Aco2) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99798

Numéro d'article: CM0026798

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Aconitase 2 (ACO2) humaine, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et le cycle de l'acide citrique (TCA).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Aconitase 2 (ACO2) Lapin pAb
Remarques/Alias	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	50
ID de gène	50
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-780 de l'Aconitase 2 humaine (Aconitase 2 (ACO2)) (NP_001089.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99798
Poids moléculaire	85kDa
Expédition	Sac de glace