

Anticorps Polyclonal Anti-Acot2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49753

Numéro d'article: CM0014622



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ACOT2, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'oxydation mitochondriale des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACOT2 pAb de lapin
Remarques / Alias	MTE1; PTE2; CTE1A; PTE2A; CTE-IA; ZAP128; ACOT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10965
GeneID	10965
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 222-483 d'ACOT2 humain (NP_006812.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49753
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace