

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acot8 Pour Wb, Elisa - O14734

Numéro d'article: CM0017374

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACOT8 validé pour Western blot (WB) et ELISA sur échantillons humains. Cible l'acyl-CoA thioestérase 8 (ACOT8), une enzyme peroxisomale impliquée dans le métabolisme des acides gras, le traitement des acides biliaires et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACOT8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	hTE; NAP1; PTE1; PTE2; PTE-1; PTE-2; HNAACTE; hACTE-III; ACOT8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10005
GeneID	10005
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'ACOT8 humain (NP_005460.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14734
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace