

Anticorps Monoclonal Anti-Acox1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15067

Numéro d'article: CM0007482

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ACOX1 de haute qualité pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spécifique de l'acyl-CoA oxydase 1 peroxysomale humaine, murine et rat, PM 74kDa. Idéal pour la recherche sur les troubles métaboliques et peroxysomaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal lapin ACOX1
Remarques/Alias	AOX, ACOX, SCOX, MITCH, PALMCOX, ACOX1
Espèce	Humain
GeneID	51
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'ACOX1 humain (NP_004026.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15067
Poids protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace