

Anticorps Monoclonal Anti-Acox1 De Lapin Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15067

Numéro d'article: CM0006573

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre ACOX1 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'oxydation des acides gras peroxysomaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACOX1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AOX; ACOX; SCOX; MITCH; PALMCOX; ACOX1
Espèce	Humain
Identifiant génique (humain)	51
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'ACOX1 humain (NP_004026.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15067
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace