

Anticorps Polyclonal Anti-Acox2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99424

Numéro d'article: CM0018399

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ACOX2 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Adapté aux études sur la bêta-oxydation peroxysomale des acides gras à chaîne ramifiée et la synthèse des acides biliaires. Réagit de manière croisée avec l'ACOX2 humaine et murine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACOX2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BCOX; BRCOX; CBA56; THCCox; BRCACOX; ACOX2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8309
Identifiant du gène	8309
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de l'ACOX2 humaine (NP_003491.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99424
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace