

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acox3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15254

Numéro d'article: CM0020660

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement l'acyl-CoA oxydase 3 peroxysomale (ACOX3). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études du métabolisme des acides gras à chaîne ramifiée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACOX3 pAb de lapin
Remarques/Alias	ACOX3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8310
ID du gène	8310
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-100 de l'ACOX3 humaine (NP_001095137)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O15254
Poids moléculaire	78 kDa
Expédition	Sac réfrigérant