

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acp1 (Lmw-Ptp) Pour Wb Et Elisa - P24666

Numéro d'article: CM0019546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACP1 humaine (LMW-PTP, HAAP). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Adapté à l'étude de l'activité phosphoprotéine phosphatase à tyrosine et des voies de signalisation associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	52
GeneID	52
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-144 de l'ACP1 humaine (NP_004291.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P24666
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace