

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24666

Numéro d'article: CM0016364



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACP1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'ACP1 humaine et murine (18 kDa). Idéal pour l'étude de la phosphorylation de la tyrosine et de l'activité phosphatase acide.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HAAP ; LMWPTP ; LMW-PTP ; ACP1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	52
ID du gène	52
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 158 de l'ACP1 humaine (NP_009030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P24666
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac réfrigérant