


Anticorps Polyclonal Anti-Acp5 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P13686

Numéro d'article: CM0024112



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phosphatase acide résistante au tartrate de type 5 humaine (ACP5/TRAP). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme osseux, les ostéoclastes et les études de biomarqueurs de la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	HPAP; TRAP; TRAcP; TRACP5a; TRACP5b; TrATPase; ACP5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	54
ID de Gène	54
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 76-325 de l'ACP5 humaine (NP_001602.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13686
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace