

Anticorps Polyclonal Anti-Acrv1 Pour Wb, Elisa - P26436

Numéro d'article: CM0026288

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACRV1 humain (SP-10), une protéine acrosomique essentielle à la fonction des spermatozoïdes. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la biologie de la reproduction et le développement de diagnostics d'infertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACRV1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SP-10, SPACA2, D11S4365, ACRV1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	56
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-265 de l'ACRV1 humain (NP_001603.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P26436
Poids Moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace