

Anticorps Polyclonal Anti-Acsf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q4G176

Numéro d'article: CM0019415

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACSF3 humaine (malonate--CoA ligase), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la synthèse des acides gras intramitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACSF3 ; membre de la famille des acyl-CoA synthétases 3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	197322
ID de gène	197322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 370-576 de l'ACSF3 humaine (NP_777577.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q4G176
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace