

Anticorps Polyclonal Anti-Acs1 Pour Wb, Ip, If/Icc - P33121

Numéro d'article: CM0020257

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ACSL1, validé pour la WB, l'IP et l'IF/ICC sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et la synthèse lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSL1 Rabbit pAb
Remarques/alias	ACS1 ; LACS ; FAACL1 ; FAACL2 ; LACS1 ; LACS2 ; ACSL1
Espèce	Humaine
GeneID	2180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 46-145 de l'ACSL1 humaine (NP_001986.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P33121
Poids moléculaire	78 kDa
Expédition	Sac réfrigérant