

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Acsl1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33121

Numéro d'article: CM0012295

Introduction

Anticorps monoclonal lapin hautement spécifique ciblant l'ACSL1 humaine. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des acides gras à longue chaîne et de la synthèse lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcSM lapin contre ACSL1
Remarques / Alias	ACS1, LACS, FACL1, FACL2, LACS1, LACS2
Espèce cible	Humaine
Identifiant du gène	2180
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 598 et 698 de l'ACSL1 humaine (NP_001986.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P33121
Poids moléculaire de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace