

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acsl1 Pour Wb, Elisa - P33121

Numéro d'article: CM0021610

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ACSL1 humaine (long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'activation des acides gras, le métabolisme des lipides et les mécanismes des maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACSL1; ACS1; FACL1; FACL2; LACS; LACS1; LACS2; long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2180
GeneID	2180
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P33121
Poids de la protéine	76kDa/77kDa
Expédition	Sac de glace