

Anticorps Monoclonal Lapin Polymab® Anti-Acs1 Pour Wb, Ihc, Elisa - P33121

Numéro d'article: CM0007553

Introduction

ACSL1 Rabbit PolymAb® est un anticorps monoclonal validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte l'ACSL1 humain, murin et de rat, une ligase acide gras-CoA à longue chaîne impliquée dans le métabolisme lipidique. Idéal pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSL1 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	ACS1 ; LACS ; FACL1 ; FACL2 ; LACS1 ; LACS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2180
GeneID	2180
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de l'ACSL1 humain (NP_001986.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33121
Poids protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace