

Anticorps Polyclonal Anti-Acsl3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095573

Numéro d'article: CM0016890

Introduction

Anticorps pAb de lapin anti-ACSL3 validé pour WB, IHC-P, ELISA ; détecte l'ACSL3 endogène chez l'homme, la souris, le rat. Acide gras à longue chaîne-CoA ligase 3, clé dans le métabolisme des lipides et la formation de VLDL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACS3 ; FACL3 ; LACS3 ; LACS 3 ; PRO2194 ; ACSL3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2181
ID du gène	2181
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 621 et 720 de l'ACSL3 humaine (NP_004448.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95573
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace