

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-AcsL3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 095573

Numéro d'article: CM0003968

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ACSL3, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Détecte une protéine de 80 kDa. Cible la ligase CoA des acides gras pour les études du métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSL3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ACS3 ; FACL3 ; LACS3 ; LACS 3 ; PRO2194 ; ACSL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2181
GeneID	2181
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600-700 de l'ACSL3 humain (NP_004448.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095573
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace