

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acsl4 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60488

Numéro d'article: CM0002977

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ACSL4 validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'ACSL4 humaine, de souris et de rat (O60488), une enzyme clé du métabolisme des acides gras et de la ferroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ACSL4
Remarques/Alias	ACS4 ; FACL4 ; LACS4 ; MRX63 ; MRX68 ; XLID63 ; ACSL4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-321 de l'ACSL4 humaine (NP_075266.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60488
Poids protéique	79 kDa
Expédition	Sac de glace