

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acsl4 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Numéro d'article: CM0026993

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACSL4 humaine, validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec Humain, Souris, Rat. Cible l'ACSL4, enzyme clé de l'activation des acides gras à longue chaîne et de la ferroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSL4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2182
GeneID	2182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-321 de l'ACSL4 humaine (NP_075266.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60488
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace