

Anticorps Polyclonal Anti-AcsL5 Pour Wb Et Elisa - Q9ULc5

Numéro d'article: CM0017116

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACSL5 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'ACSL5 humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSL5 Rabbit pAb
Remarques/alias	ACS2 ; ACS5 ; FACL5 ; ACSL5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51703
Immunogène	Protéine recombinante / protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-739 de l'ACSL5 humaine (NP_057318.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q9ULC5
Poids moléculaire	76 kDa
Expédition	Sac de glace