

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acsl5 Pour Wb, Elisa - Q9ULC5

Numéro d'article: CM0013341

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACSL5 de haute qualité, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des acides gras et de la synthèse des lipides.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ACSL5 Rabbit pAb                                                 |
| Remarques / Alias    | ACS2; ACS5; FACLS; ACSL5                                         |
| Espèce               | Humain                                                           |
| GenelD (Humain)      | 51703                                                            |
| GenelD               | 51703                                                            |
| Immunogène           | Protéine recombinante (acides aminés 500-739 de l'ACSL5 humaine) |
| Origine              | Lapin                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                            |
| Applications         | WB, ELISA                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                              |
| SWISS                | Q9ULC5                                                           |
| Poids de la protéine | 76 kDa                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                     |