

Anticorps Polyclonal Anti-Acsl6 Pour Wb, Elisa - Q9Uku0

Numéro d'article: CM0027059

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ACSL6 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte la protéine exprimée de manière endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur le métabolisme des acides gras à longue chaîne et la synthèse des lipides cérébraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSL6 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACS2; FACL6; LACS2; LACS5; LACS 6; ACSL6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23305
GeneID	23305
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 383-622 de l'ACSL6 humaine (NP_001192180.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKU0
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace