


Anticorps Polyclonal Anti-Acsm2A Pour Wb, Elisa - Q08Ah3

Numéro d'article: CM0014125



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACSM2A humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial des acides gras et l'activation des xénobiotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSM2A Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACSM2 ; A-923A4.1 ; ACSM2A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	123876
GeneID	123876
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 418-577 de l'ACSM2A humaine (NP_001295101.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q08AH3
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac réfrigérant