

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acsm3 Pour Wb, Elisa - Q53Fz2

Numéro d'article: CM0019788

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACSM3 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et les études mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSM3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SA ; SAH ; ACSM3
Espèce	Humain
ID de gène	6296
Immunogène	peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q53FZ2
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace