

Anticorps Polyclonal Anti-Acsm5 Pour Wb, Elisa - Q6Nun0

Numéro d'article: CM0020966

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACSM5 humain (MACS3), validé pour la WB et l'ELISA. Idéal pour l'étude du métabolisme des acides gras, de l'accumulation lipidique et de la fonction mitochondriale dans les tissus rénaux et hépatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSM5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Acsm5 ; ACSM5 ; MACS3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	54988
ID du gène	54988
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 27 et 130 de l'ACSM5 humain (NP_001311300.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6NUN0
Poids moléculaire de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace