


Anticorps Polyclonal Anti-Acss1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nub1

Numéro d'article: CM0013785



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACSS1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'ACSS1 humain, de souris et de rat. Pour la recherche sur le métabolisme de l'acétyl-CoA, la cétogenèse et les mitochondries. Idéal pour l'étude de l'utilisation de l'acétate, du métabolisme des acides gras à chaîne courte et de la thermogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ACSS1 pAb de lapin
Remarques / Alias	ACAS2L; ACECS1; AceCS2L; ACSS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84532
GeneID	84532
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-689 de l'ACSS1 humain (NP_115890.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NUB1
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sac de glace