

## Anticorps Polyclonal Anti-Acss2 Pour Wb Et Elisa - Q9Nr19

Numéro d'article: CM0016114

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACSS2 validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat, ciblant l'acétyl-CoA synthétase 2 (~79 kDa). Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | ACSS2 Rabbit pAb                                                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1, ACSS2                                                                                                   |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                                               |
| GenelD (humain)    | 55902                                                                                                                                                 |
| GenelD             | 55902                                                                                                                                                 |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 462-701 de l'ACSS2 humain (NP_061147.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                 |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Homme, rat                                                                                                                                            |
| SWISS              | Q9NR19                                                                                                                                                |
| Poids moléculaire  | 79 kDa                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac réfrigérant                                                                                                                                       |